

# CE ISO medische lage druk slangstellen

## Medische perslucht, zuurstof, koolzuur, lachgas en vacuüm slangstellen op maat

Bij VacO<sub>2</sub>med kunt u terecht voor uw CE ISO lage druk slangstellen die voldoen aan de NEN-EN-ISO 5359. Uw slangen worden in Uithoorn op maat gemaakt. Dit betekent dat iedere lengte en/of samenstelling mogelijk is en zeer korte levertijden.

Slangstellen worden standaard in de niet-geleidende (non-conductive) versie geleverd. Op wens zijn de slangen ook in de geleidende (conductive) uitvoering te leveren. (Koolzuur slangstellen zijn alleen in geleidende versie beschikbaar.)

Voldoet aan alle CE- en ISO 5359 normen, zoals:

- Voor de DIN aansluitingen is een terugslag-ventiel aanwezig (veiligheid voor gebruiker!).
- Slangstel is voorzien van een duidelijk label met een uniek lotnummer.
- Alle slangstellen worden geregistreerd op lotnummer, klant en ordernummer.
- Duidelijk onderscheid in gassen d.m.v. kleur en codering.
- Assemblage middels pneumatische krimptang.
- Druktest 14bar/200psi minimaal 10 minuten
- Ftalaat en latex vrij (No-DOP)

Alle slangen worden op aanvraag gemaakt in Uithoorn: maatwerk en snelle levering. Dit geeft ook de mogelijkheid om o.a. een extra krimpkous t.b.v. plaatsing eigen label om de slang te plaatsten wanneer dit gewenst is.

Garantie op slang: 10 jaar

Advies vervangen na 10 jaar.

Geen preventief onderhoud: slechts 1x jaar een visuele inspectie. Geen tussentijdse druktesten.

Beschikbare gassoorten:

- Medische perslucht (zwart/wit)
- Zuurstof (wit)
- Vacuüm (geel)
- Koolzuur (grijs)
- Lachgas (blauw)

Aansluitingen verkrijgbaar zoals:

- DIN
- Slide voor Parkodex
- Slide voor Medec
- UCR Olympus
- AGA
- NIST met Viton® o-ring
- Haakse SOT tussenstuk



Chemieweg 121  
1422 DX Uithoorn

T: 030 6013454  
F: 030 6303708  
E: info@vaco2med.nl  
W: www.vaco2med.nl